

OF-1 技術資料

1- 産地

OF-1 はふのりという海藻から抽出したのとなります。100%日本国産です。
特に糊分があるといわれる日本の九州地方のものを使用しております。

2- 組成

海藻ふのりから抽出した、多糖類となります。

3- 使い方

- ① ご使用される量だけの OF-1 を計量して下さい。
- ② 水に溶かして下さい。
標準処方では 1g の OF-1 を水 100g に溶かします。
あとは好みの濃度に調整して下さい。
- ③ その後攪拌しながら温度を上げて下さい。
沸騰はさせないで下さい。温度は 80°C までにして下さい。
- ④ その後自然冷却しご使用下さい。

※注意

熱水からいきなり溶かしたり、攪拌時間が少ないと「ダマ」になることがあります。
その場合には十分に攪拌し、ダマがなくなったことを確認してからご使用下さい。

4- パッケージ

OF-1 はアルミのチャック袋に梱包されております。
1袋 1g となっております。

5- 保管場所

直射日光を避け、冷暗所で保管して下さい。
常温で問題ありません。
未開封であれば数年は品質に問題ありません（当社試験）。

株式会社大協萬蔵商店

info@funori.com